

 <p><b>Ecouvillon Eswab</b> (Bouchon rose)</p>	<p>Prélèvements cutanés Plaies, Escarres, Rectum Ulcères, Ecoulements Collections fermées Sphère génitale femme Sphère ORL</p>	 <p><b>Ecouvillon fin Eswab</b> (bouchon orange)</p>	<p>Prélèvement urétral <b><u>Service de Néonatal</u></b> <b><u>uniquement :</u></b> Œil, Oreille, Nez</p>
 <p><b>Tube boraté</b> (3 mL minimum obligatoire) (Bouchon kaki)</p>	<p>Urines pour ECBU Recherche d'antigénurie Legionnelle et Pneumocoque</p>	 <p><b>* Flacon d'aspiration</b> (40 ml)</p>	<p>Aspiration bronchique Lavage broncho alvéolaire</p>
 <p><b>Flacon stérile</b> (40 ml)</p>	<p>Urines d'une miction (pour chimie, rech.de drogues ou Antigénurie Legionnelle/Pneumocoque, HCG urinaire) ECBU si recueil &lt; 3ml Chlamydia/Gonocoque par PCR sur 1<sup>er</sup> jet d'urines Ponction de LCR Expectoration Matériel Liquide de collection fermée Pièces opératoires Squames, cheveux, ongles Placenta</p>	 <p><b>* Flacon</b> (25 ml) (bouchon vert)</p>	<p>Liquide gastrique</p>
 <p><b>Flacons aérobies (vert) et anaérobies (orange)</b></p>		 <p><b>* Flacon de drainage</b></p>	<p>Liquide de redon</p>
 <p><b>Flacon Pédiatrique</b> (jaune)</p>	<p>Hémoculture Asciculture</p>	 <p><b>Flacon brun (3 litres) + 3 tubes marron</b></p>	<p><b><u>Pour le recueil des Urines de 24H</u></b></p>
 <p><b>Pot à selles</b></p>	<p>Hémoculture pédiatrique</p>	 <p><b>Flacon NON stérile</b> (250 ml)</p>	<p>Compte d'Addis (HLM)</p>
 <p><b>Pot à stéatorrhée</b> (1 litre)</p>	<p>Coproculture Méconium Recherche de sang Recherche de parasites Recherche de <i>Clostridium difficile</i></p>	 <p><b>Flacon stérile (40 ml) et tube hépariné</b> (bouchon vert)</p>	<p>Ponction pleurale Ponction d'ascite Ponction articulaire</p>
		 <p>Milieu de transport et écouvillon « <b>KIT GRIPPE</b> »</p>	<p>Grippe/VRS</p>
		 <p>Milieu de transport et écouvillon « <b>KIT CHLAM/GONO</b> »</p>	<p>Chlamydia/Gonocoque par PCR (vaginal, endocervical, pharyngé, anal)</p>
		<p>Écouvillon avec milieu de transport (variable selon les fournisseurs)</p>	<p>RT-PCR SARS-CoV-2</p>

\* Matériel non fourni par le laboratoire