

## INTERET

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

Exemple : protéinurie et glycosurie ("sucre et albumine urinaires").

Il consiste à recueillir un échantillon d'urines **de préférence le matin** à jeun **au réveil**.

Cependant un recueil à tout moment de la journée est possible. Dans ce cas il faut en tenir compte dans l'interprétation des résultats et éventuellement recommencer l'analyse le matin à jeun.

## MATERIEL

- Flacon plastique à bouchon rouge 40 ml

## TECHNIQUE

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription.
- Un simple recueil propre d'urine suffit. Bien refermer le flacon.
- Identifier le flacon avec une étiquette patient.
- Identifier et renseigner le bon de demande. L'insérer dans le sachet de transport.
- Transmettre **rapidement** le flacon au laboratoire. (PRE-PT-003). [Voir les fiches analyses correspondantes à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.](#)